





KUULE PAREMMIN

Kuulokojeet ja muut kuulon apuvälineet helpottavat kuulovammaista jokapäiväisessä elämässä ja vuorovaikutustilanteissa.

Kuulokoje on henkilökohtainen apuväline, joka auttaa kuulemista sekä avartaa äänimaailmaa ympäristön ja luonnon äänillä. Kuulokojeet ovat kehittyneet teknisesti paljon viime vuosina ja ne kompensoivat kuulon heikkenemistä aiempaa paremmin. Esimerkiksi hälyisissä tilan-

teissa kojeet vahvistavat puhetta ja vaimentavat samalla taustamelua.

Apuvälineiden avulla kanssakäyminen läheisten, ystävien ja työtoverien kanssa sujuu paremmin. Samalla myös elämänlaatu paranee ja turvallisuudentunne lisääntyy. Useimmista kuulon apuvälineistä hyötyvät myös henkilöt, joilla ei vielä ole käytössä kuulokojetta.

KUULON TUTKIMUS


Kuulo on heikentynyt, kun havaitsee keskusteluun osallistumisen olevan hankalaa, television äänenvoimakkuutta pitää lisätä ja hälytysäänten kuuleminen vaikeutuu. Kun huomaa kuulon heikentyneen, korva soi tai on lukkoisen tuntuinen, kannattaa hakeutua kuulontutkimukseen. Terveyskeskuksesta, työterveydestä tai lääkäri-asemalta asiakas ohjataan tarvittaessa jatkotutkimuksiin erikoissairaanhoidon tai yksityiselle kuuloasemalle.

Kuulokojeen ja muiden apuvälineiden tarve määräytyy tutkimustulosten perusteella. Kuulokojeen valintaan vaikuttavat yksilölliset tarpeet, motivaatio, kyky käsitellä ja huoltaa pienikokoista kuulokojetta sekä kojeesta ja apuvälineestä saatava hyöty.

**”Kuulokoje
helpottaa
jokapäiväistä
elämää.**

KUULOKOJEEN HANKINTA

Kuulokojeen saa lääkinnällisenä kuntoutuksena maksutta käyttöön sairaalan kuulokeskuksesta tai -asemalta, kun kuulo on alentunut noin 30 desibeliä puhealueelta. Erikoissairaanhoidon voi ohjata asiakkaan hakemaan palvelut yksityiseltä palveluntuottajalta maksusitoumuksella. Kojeen ja apuvälineet voi hankkia myös omakustanteisesti yksityiseltä palveluntuottajalta, jolloin Kela korvaa osan lääkäri- ja tutkimuskuluista.



Kuuloratkaisu, joka
sopii juuri sinulle.



Kuulontutkimukset, kuulokojeet, kuulon kuntoutus. Mahdollisuus myös etäkonsultointiin ReSound Assist ohjelmalla. Lue lisää: resound.com

Lisätietoja saat myös soittamalla meille (09) 4777 9700 tai käymällä myymälässämme:

ReSound Helsinki
Pohjoinen Rautatiekatu 15

ReSound Espoo
Pihätörmä 1A21

KUULOKOJEMALLIT

Korvantauskuulokoje asetetaan korvanlehden taakse ja kojeen vahvistama ääni siirretään korvaan.

- **Korvaustauskojeessa** ääni johdetaan kuulokojeen koukun, muovisen väliletkun ja korvakappaleen kautta korvaan. Korvakappale valmistetaan korvakäytävästä otetun mallin mukaisesti.
- **Kuuloke korvakäytävässä -kojeessa (RITE tai RIC)** ääni johdetaan kuulokojejohdon ja korvakäytävässä olevan kuulokkeen kautta korvaan. Kuuloke on sijoitettu tipin tai yksilöllisesti valmistetun mikrokorvakappaleen sisään.
- **Ohutletkukojeessa** ääni johdetaan ohuen letkun tai tipin kautta korvaan. Tippi valitaan korvakäytävän koon mukaan.



Korvakäytäväkoje sijoitetaan korvakäytävään.

Koje valmistetaan asiakkaan korvasta otetun muotin mukaisesti.



Sisäkorvaistute sopii vaikeasti kuulovammaisille ja kuuroutuneille henkilöille, kun kuulokoje ei tuo riittävästi apua kuulemiseen ja puheen erottamiseen. Sisäkorvaistutuksessa on leikkauksessa asetettava sisäinen osa ja ulkoinen laite.

Luuun kiinnitettävä kuulokoje soveltuu henkilöille, joiden sisäkorva on toimiva, mutta tavallisen kuulokojeen käyttö on mahdotonta korvakäytätulehduksen, korvalehtien ja korvakäytävien epämuodostumisen tai puuttumisen takia.

SONNET 2: Uusi audioprosessori sisäkorvaistutteen

SONNET 2ssa on uudistettu elektroniikka-alusta ja siinä yhdistyy paras kuulosuorituskyky sekä tuotesuunnittelu. Houkuttelevat lisävarusteet ja helpompi käsittely tekee siitä oivallisen ratkaisun.

- ✓ AudioLink musiikin, TV:n ja puhelinkeskustelujen suora streemaukseen
- ✓ Prosessorin hallinta puhelinsovelluksella tai uudella FineTuner Echo-kaukosäätimellä
- ✓ Luonnollinen ja tasapainoinen kuulo
- ✓ Sopeutuu automaattisesti erilaisiin kuunteluympäristöihin
- ✓ Luotettava ja turvallinen istute jopa 3 Teslan Magneettikuvaukseen

MED-EL Care Center & toimisto Ilkantie 4 | 00400 Helsinki | Tel 050 3136169

medel.com



KUULOKOJEEN TOIMINTA

Kuulokojeen luovutuspaikka opastaa kuulokojeen käyttöön. Tarvittaessa lisäohjausta saa luovutuspaikasta, kuuloyhdistysten kuulolähipalvelusta (KLP) ja Kuuloliitosta. Kuulokojeet tarvitsevat virtalähteeksi pariston, joita myyvät Kuuloliiton paikallisyhdistykset, kuuloalan eri toimijat, apteekit sekä tavaratalot ja marketit. Alle 16-vuotiaat saavat paristot maksutta.

Käyttäjä voi säätää kuulokojeen äänenvoimakkuutta itse tai kojeen äänenvoimakkuus säätyy automaattisesti ääniympäristön mukaan. Kojien tilanneohjelmat auttavat erilaisissa ääniympäristöissä: normaalikuuntelua käytetään tavanomaisissa keskustelutilanteissa ja meluohjelmaa hälyisissä tilanteissa. Induktiivista kuuntelua eli T-asentoa hyödynnetään erilaisten induktiosilmukoiden kanssa. Osaan kuulokojeista saa lisävarusteena kaukosäätimen.




Cochlear®
Hear now. And always

Kun kuulokoje ei enää riitä, älä menetä tärkeitä asioita.

Lapsenlapsesi kertomukset, linnunlaulut, vanhojen ystävien tapaamiset... Nämä kaikki äänet haalistuvat, kun kuulokojeet eivät enää ole riittävän tehokkaat. Sisäkorvaistute voi yhdistää sinut takaisin äänten maailmaan.



Pyydä ilmainen tietopaketti tänään

Soita 020 735 0788, **Vieraile** [kuuletaas.com](https://www.cochlear.com)

Sähköposti kuuletaas@cochlear.com

www.cochlear.com/fi

Keskustele kuulonaleneman hoitovaihtoehtoista hoitoalan ammattilaisen kanssa. Tulokset voivat vaihdella, ja hoitoalan ammattilainen kertoo sinulle tulokseen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä. Lue aina käyttöohjeet. Kaikkia tuotteita ei ole saatavana kaikissa maissa. Pyydä tuotetietoja paikalliselta Cochlear-edustajaltasi. Cochlear, Hear now. And always, Nucleus ja soikea logo ovat Cochlear Limitedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. © Cochlear Limited 2020. D1791468 V1 2020-09 Finnish Translation of D1706315 V2 2020-09

KUULON APUVÄLINEET

Kuulovamman yksilöllinen apuvälinetarve arvioidaan kuulokeskuksessa, kuuloasemalla tai sairaalan kuntoutusohjaajan kotikäynnillä. Arvion perusteella kuulovammainen saa useimmat tarvittavat apuvälineet käyttöönsä maksutta.

Kommunikaattori on helppokäyttöinen äänenvahvistin, jossa on kevytkuulokkeet. Se sopii henkilölle, joka ei pysty käyttämään kuulokojetta tai tarvitsee sitä tilapäiseen kuunteluun. Kommunikaattoria ei tarvitse sovittaa yksilöllisesti.

Matkapuhelimeen voi liittää induktiosilmukan tai digitaalisen äänensiirtolaitteen, joka siirtää äänen langattomasti kuulokojeeseen.

Television, radion ja tietokoneen kuunteluun on saatavissa kuulokkeita, joita käytetään ilman kuulokojeita sekä kojeiden kanssa käytettäviä induktiosilmukoita ja langattomia kuuntelujärjestelmiä.

Hälytysjärjestelmät auttavat havaitsemaan esimerkiksi merkkivalon avulla kodin eri hälytysäänet, kuten ovikellon, puhelimen, palovaroittimen, herätyskellon tai itkuhälyttimen.


Ryhmäkuuntelulaitteet helpottavat kuuntelutilanteita opiskelussa ja työssä. Yksilöllinen järjestelmä muodostuu lähettimestä, mikrofonista ja vastaanottimesta, joita käytetään kuulokojeen kanssa.

Tulkkauspalvelu on tarpeen, jos apuvälineet ja ympäristön esteettömyys eivät riitä takaamaan sujuvaa viestintää. Tulkkauspalvelua järjestää Kela.



Induktiosilmukka auttaa kuulo-
vammaista kuulemaan esteettömäs-
ti siirtämällä halutun äänen suoraan
T-asennolla varustettuun kuulokojee-
seen. Induktiosilmukalla voidaan kuun-
nella esimerkiksi matkapuhelimen, tele-
vision tai tietokoneen ääniä.

Erilaisia induktiosilmukajärjestelmiä
käytetään yleisesti myös julkisissa tilois-
sa, joissa puheet, kuulutukset ja muu
ääni välittyvät tilan äänentoistojärjes-
telmästä induktiosilmukan välityksellä
suoraan kuulokojeeseen. Tilat, joissa on
induktiosilmukka, merkitään induktiosil-
mukkasymbolilla.



**Esteettömän
kuulemisen
edelläkävijä**

Laatukuuluu 
kaikille

Induktiosilmukoita kaikenkokoisiin tiloihin.
Toiminta-alueemme on koko Suomi.

Laatukuuluu Oy | Torikatu 19 | 6. krs | Oulu | www.laatukuuluu.fi





Kuuloliitto ry

Kuuloliitto ry

Ilkantie 4
00400 Helsinki
puh. 09 580 3830

www.kuuloliitto.fi

Neuvontapalvelu

Puh. 09 580 3370
(Maanantaisin klo 9–15)
tai info@kuuloliitto.fi

KUULON ASIALLA

Kuuloliitto jäsenyhdistyksineen tarjoaa tietoa ja monenlaista toimintaa kaikenikäisille huonokuuloisille, kuuroutuneille ja tinnituksesta kärsiville. Liitto pyrkii edistämään kuulovammaisten oikeuksien toteutumista yhteiskunnassamme. Kuuloliitolla on 83 jäsenyhdistystä, joissa on noin 16 000 jäsentä.

Kuulokeskus tarjoaa kuulopalveluita yksityisille ja vakuutusyhtiöiden kautta tuleville asiakkaille. Kuulokeskuksessa tehdään kuulontutkimuksia, valitaan asiakkaalle sopivat kuulokojeet ja opastetaan niiden käytössä. Kuulokeskus tuottaa palveluita myös HUSille.

Kuulokeskus, Ilkantie 4 (Valkea talo), 00400 Helsinki
puh. 09 580 3211, arkisin klo 9–15

Kuulo-Auris on Kuuloliiton tytäryhtiö, joka tuottaa Kelan harkinnanvaraista ja vaativaa moniammatillista yksilökuntoutusta kuulo- ja kuulonäkövammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille.

www.auris.fi

Etsi kuuloesteettömät palvelut

Missä silmukka toimii hyvin?
Missä on palvelupistesilmukoita?

Löydä paikat missä kuulee hyvin

Kuuluvuuskartta kertoo sen!


Vaikuta – Kerro puutteista ja ehdota parannuksia

Anna palautetta

Rohkaise tarjoamaan kuuloesteetöntä palvelua

Äänestä muiden tekemiä ehdotuksia

Joukossa on voimaa!



Qlu®

kuulokuvat.fi
sieltä löytyy kaikki